

استعمال حقنة مسبقة الملء لعلاج الجلطات من إنتاج Sanofi

إرشادات الحقن للمرضى

وصف لك طبيبك الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي.

- ستقوم بمنع حدوث جلطات أو انسداد رئوي أو تحل جلطة قد حدثت.
- يمكنك أن تعطي الحقنة لنفسك أو تطلب ذلك من شخص تثق به.

سهولة الحقن

سهولة التحضير

٤- أدخل الإبرة عمودياً بطولها الكامل بزاوية ٩٠° واضغط مكبس الحقنة إلى أسفل بحذر، وأحقن كامل محتويات الحقنة (يرجى ملاحظة أن طبيبك قد يعطي تعليمات جرعات مختلفة). يجب ألا يتم ترك ثنية الجلد.



من المهم أن يتم الضغط على مكبس الحقنة بشكل كامل لكي يتم تنشيط آلية الحماية.

٥- اسحب الحقنة للخارج بعد أن يتم حقنها بالكامل. ينزلق الغطاء الواقي أوتوماتيكياً فوق الإبرة ويغلقها.



ويمكنك بعد ذلك ترك ثنية الجلد.

٦- إرم الحقنة المستخدمة في حاوية نفايات محمية من الثقب. أغلق غطاء الحاوية بعناية واحفظ حاوية النفايات بعيداً عن متناول الأطفال.



١- اغسل يديك. اختر موضعاً بالجانب الأيمن أو الأيسر من بطنك. يجب أن يكون موضع الوخز على بعد ٥ سم على الأقل من جانب السرة. نظّف موضع الوخز المقصود بمسحة كحول أو بالماء والصابون. اجلس أو استلق في وضع مرتاح ومسترخ. يجب أن تظل قادراً على رؤية موضع الوخز.



٢- خذ الحقنة وأزل الغطاء الواقي.

إذا التصقت فطرة بطرف الإبرة فيجب إزالتها قبل الحقن وذلك عن طريق النقر على الحقنة مسبقة الملء بالإبرة التي تشير إلى أسفل.



يجب عدم إزالة فقاعة الهواء الموجودة في الحقنة مسبقة الملء!

٣- اصنع ثنية من الجلد بين الإبهام والسبابة في المنطقة التي تم تطهيرها وامسكها حتى تسحب إبرة الحقن للخارج.



يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من التطبيق الخاص بنا **Inject-App**!



هذه الإرشادات لا تحل محل تعليمات الاستخدام. يجب مراعاة محتويات تعليمات الاستخدام.