

Sanofi'nin tromboz için kullanıma hazır enjektörünün uygulanması

Hastalar için enjeksiyon talimatları

Doktorunuz size düşük molekül ağırlıklı heparin reçete etmiştir.

- Bu ilaç, tromboz veya akciğer embolisinin oluşmasını önler ya da mevcut bir kan pıhtısının çözülmesini sağlar.
- İğneyi kendi kendinize yapabilir veya güvendiğiniz bir kişiden size yapmasını isteyebilirsiniz.

Kolay hazırlık



1. Ellerinizi yıkayın. Karnınızın sağ veya sol tarafında bir yer belirleyin. İğneyi batıracağınız yer, göbek deliğinizin yan tarafında en az 5 cm uzaklıkta olmalıdır. İğne yapmayı planladığınız yeri bir alkollü mendille veya sabunlu su ile temizleyin. Rahat ve gevşek bir şekilde oturun veya uzanın. İğne yapılacak yeri hâlâ görebiliyor olmalısınız.



2. Enjektörü elinize alın ve koruyucu kapağını çıkarın.

Eğer iğnenin ucunda bir damla kalmışsa, enjeksiyondan önce, iğne aşağı dönük bir pozisyondayken enjektöre hafifçe vurarak damlayı giderin.

Enjektörün içerisinde olan hava kabarcığını çıkarmayın!



3. Temizlediğiniz yerdeki deriyi başparmağınız ve işaret parmağınız arasında sıkıştırarak bir kıvrım oluşturun ve iğneyi dışarı çekinceye kadar kıvrımı tutmaya devam edin.



4. İğneyi 90° dik açıyla sonuna kadar batırın, enjektörün pistonunu yavaşça aşağı doğru itin ve tüm içeriğini enjekte edin (eğer doktorunuz farklı bir dozaj vermişse lütfen doktorunuzun belirttiği dozajı uygulayın). Deri kıvrımını gevşetmeyin.

Koruyucu mekanizmanın devreye girebilmesi için, enjektörün pistonuna sonuna kadar basmanız önemlidir.



5. Tüm içeriği enjekte ettikten sonra, enjektörü düz bir şekilde çekerek çıkarın. Koruyucu kılıf kendiliğinden iğnenin üzerine itilir ve iğneyi kapatır.

Bundan sonra deri kıvrımını bırakabilirsiniz.



6. Kullanılan enjektörü, delici aletlere dayanıklı bir çöp kutusuna atın. Çöp kutusunun kapağını dikkatle kapatın ve kutuyu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu talimatlar, kullanma kılavuzunun yerine geçmez. Kullanma kılavuzunun içeriklerine mutlaka uyulması şarttır.



Daha fazla bilgi **Inject-App** uygulamamızda!